

**Аппарат лазерный терапевтический «УзорМед®-Б-2К»
Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№015402 от 20.05.2016г. до 20.05.2021г.**



Аппарат лазерной терапии **УзорМед®-Б-2К** - четвертое поколение серийно выпускаемого с 1986г. известного аппарата лазерной терапии Узор - разработан и внедрен в производство в 2011 году. Аппарат по достоинству оценен врачами как одна из наиболее прогрессивных, удобных и эффективных разработок в области лазерной терапии.

Аппарат УзорМед® - Б - 2К относится к медицинским лазерным физиотерапевтическим аппаратам и применяется при лечении инфекционных заболеваний, заболеваний органов пищеварения, болезней органов дыхания, сердечно-сосудистой, эндокринной и мочеполовой систем, заболеваний в невропатологии, оториноларингологии, стоматологии, акушерстве и гинекологии. Показано применение в спортивной

медицине, косметологии, педиатрии, а также при лечении некоторых профессиональных и хирургических заболеваний.

Применение аппарата успешно для лечения воспалительных и травматических заболеваний опорно-двигательной системы. Аппарат лазерной терапии **УзорМед®-Б-2К** предназначен также и для использования в эндокринологии, дерматологии и косметологии. Применение аппарата эффективно для улучшения состояния здоровья людей, больных атеросклерозом, профилактики его осложнений, основными из которых являются инфаркт миокарда и мозговой инсульт ишемического типа. Использование аппарата оказывает эффективное лечебное воздействие, как на системный атеросклероз, так и на его отдельные формы: ишемическую болезнь сердца, облитерирующий атеросклероз нижних конечностей, атеросклероз почечных артерий, атеросклероз церебральных сосудов, атеросклероз аорты и её ветвей, атеросклероз коронарных артерий, атеросклероз периферических артерий.

Отличительные особенности:

мощность лазерного излучения, оптимальная для эффективного облучения внутренних органов

возможность выбора различных, в том числе биорезонансно значимых значений частоты

обеспечение доступа лазерного света к большинству органов и проекционных зон тела

аппарат УзорМед Б 2К укомплектовывается новыми, значительно расширенными рекомендациями, которые позволяют применять АЛТ УзорМед-Б-2К для лечения большого количества заболеваний

показывает высокую эффективность при лечении более 250 заболеваний

Прайс-лист (Действительно с 01.07.2018 г.)

Терапевтические комплексы



<i>№ п/п</i>	<i>Модель аппарата</i>	<i>Состав комплекта</i>	<i>Цена</i>
1	<i>УзорМед-Б-2К</i>	<i>Блок управления (2 канала)</i>	95 000
2	<i>УзорМед®-Б-2К-ОптиДОМ</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/14, МН-60, СН.	130 500
3	<i>УзорМед®-Б-2К-ВЛОК</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИК-ВЛОК 1,5-2/635, КИВЛ(20 шт.).	138 700
4	<i>УзорМед®-Б-2К-ВЛОК ПЛЮС</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИК-ВЛОК 5/635, КИВЛ(50 шт.).	164 700
5	<i>УзорМед®-Б-2К-НЛОК</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИК 15/635.	148 200
6	<i>УзорМед®-Б-2К-ФизиОптим</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/10, БИМ, СН.	183 000
7	<i>УзорМед®-Б-2К-ФИЗИО</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИК15/635, БИМ, КНС-УП-3, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	290 700
8	<i>УзорМед®-Б-2К-ФИЗИО ПЛЮС</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», 2 блока излучения БИ2/20, БИК10/635, БИМ, КНС-УП-3, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	347 700
9	<i>УзорМед®-Б-2К-АРТРО</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК15/635, СН, «Лоно» М1, МН-30, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	301 500
10	<i>УзорМед®-Б-2К-ГАСТРО</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, «Лоно» М1, СН, МН-60, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	362 300
11	<i>УзорМед®-Б-2К-КОСМЕТОЛОГ</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИМ, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	344 600
12	<i>УзорМед®-Б-2К-КАРДИО</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИК15/635, БИК-ВЛОК5/635, БИМ, «Лоно» М1, СН, МН-30, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	357 900
13	<i>УзорМед®-Б-2К-НЕВРОЛОГ</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, БИМ, СН, «Лоно» М1, МН-30, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	372 400
14	<i>УзорМед®-Б-2К-УРОЛОГ</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/14, БИМ, БИК15/635, БИМВ, БИК-ВЛОК5/635, КНС-УрП, «Лоно» М1, СН, МН-30, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	440 200
15	<i>УзорМед®-Б-2К-ГИНЕКОЛОГ</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, БИМ, «Лоно», КНС-УП-4, МН-30, МН-60, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	412 900
16	<i>УзорМед®-Б-2К-СТОМАТОЛОГ</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК 10/635, БИМВ, КНС-Ст, СН, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	417 400
17	<i>УзорМед®-Б-2К-ОРВИ</i>	<i>В комплекте:</i> блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, БИМВ, СН, КНС-УрП №3, КНС-Ст№1, «Лоно» М1, МН-30, МН-60, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	446 500

Блоки излучения к АЛТ «УзорМед®-Б-2К»

№ п/п	Наименование	Назначение и параметры	Цена
1	БИ1/6	Блок излучения ИК-импульсный (Ри=6 Вт, $\lambda=0,89\text{мкм}$)	31 000
2	БИ1/10	Блок излучения ИК-импульсный (Ри=10 Вт, $\lambda=0,89\text{мкм}$)	37 400
3	БИ1/14	Блок излучения ИК-импульсный (Ри=14 Вт, $\lambda=0,89\text{мкм}$)	41 800
4	БИ2/16	Блок излучения ИК-импульсный (Ри=16Вт, $\lambda=0,89\text{мкм}$)	45 600
5	БИ2/20	Блок излучения ИК-импульсный (Ри=20Вт, $\lambda=0,89\text{мкм}$)	61 500
6	БИК5/650	Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (P=5 мВт, $\lambda=0,65\text{мкм}$). Неинваз. облуч.	31 700
7	БИК30/650	Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (P=30мВт, $\lambda=0,65\text{мкм}$). Неинваз. облуч.	55 100
8	БИК10/635	Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (P=10мВт, $\lambda=0,635\text{мкм}$). Неинваз. облуч.	55 100
9	БИК15/635	Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (P=15мВт, $\lambda=0,635\text{мкм}$). Неинваз. облуч.	69 700
10	БИК40/635	Блок изл. «крас.» п/пров. с насадкой СН (P=40мВт, $\lambda=0,635\text{мкм}$). Неинваз. облуч.	117 200
11	БИК-ВЛОК 1,5-2/635	Блок изл. «крас.» п/пров. (P=1,5-2 мВт, $\lambda=0,635\text{мкм}$, режим непрерыв/мод., ВЛОК)	39 300
12	БИК-ВЛОК 3/635	Блок изл. «крас.» п/пров. (P=3 мВт, $\lambda=0,635\text{мкм}$, режим непрерыв/мод., ВЛОК)	53 200
13	БИК-ВЛОК 5/635	Блок изл. «крас.» п/пров. (P=5 мВт, $\lambda=0,635\text{мкм}$, режим непрерыв/мод., ВЛОК)	76 000
14	БИК-ВЛОК 10/635	Блок изл. «крас.» п/пров. (P=10 мВт, $\lambda=0,635\text{мкм}$, режим непрерыв/мод., ВЛОК)	118 500
15	БИК-ВЛОК 20/635	Блок изл. «крас.» п/пров. (P=20 мВт, $\lambda=0,635\text{мкм}$, режим непрерыв/мод., ВЛОК)	168 500
16	БИМ	Блок изл. матричный (ИК ЛД, $\lambda=0,89\text{мкм}$, $P_i \geq 30\text{Вт}$, магнитная индукция 30мТл, 20см ²)	69 000
17	БИМВ	Блок изл. матричный внутриволостной (ИК ЛД, $\lambda=0,89\text{мкм}$, $P_i \geq 12\text{Вт}$)	76 000

Инструментарий к АЛТ «УзорМед®-Б-2К»

№	Наименование	Назначение и параметры	Цена
	«Лоно»	Комплект насадок гинекологических (органическое стекло, 5 видов)	41 800
	КН-Ст	Комплект насадок стоматологических (3 вида)	21 000
	КНС-УП-3	Комплект насадок универсальных (органическое стекло, 3 вида)	19 000
	КНС-УП-4	Комплект насадок универсальных (органическое стекло, 4 вида)	21 000
	КНС-УрП	Комплект насадок урологических (органическое стекло, 3 вида)	19 000
	МН-30	Магнитная насадка 30 мТл, резьба для крепления М24х1	4 500
	МН-60	Магнитная насадка 60 мТл, резьба для крепления М24х1	6 100
	МН-110	Магнитная насадка 110 мТл, резьба для крепления М24х1	7 000

	ПН	Световодная насадка назальная с защитой глаз и фокусировкой излучения для лечения ЛОР-заболеваний и акупунктуры	5 100
	СН	Световодная насадка косметологическая	2 300
11	Насадка N4	Насадка N4 (из комплекта КНС-УП-4) для лазеропунктуры	4 500

Дополнительное оборудование

№	Наименование	Назначение и параметры	Цена
1	ИМИ-01*	Измеритель мощности импульсного и непрерывного излучения красных и ИК низкоинтенсивных лазеров и светодиодов. Выносная фотометрическая сфера. $P_{и} = 0,5 \div 50 \text{Вт}$. $t_{и} = 60 \div 200 \text{нс}$. $P_{ср} = 0,1 \div 250 \text{мВт}$. Свидетельство о поверке Госстандарта	630 000
2	КИВЛ	Световод одноразовый с иглой для ВЛОК: от 1 до 99 шт.	215
		от 100 до 499 шт.	212
		от 500 до 1000 шт.	210
		от 1000 шт.	205
3	Штатив	Штатив для фиксации блоков излучения в рабочем положении (для БИ, БИК)	9 300
4	Штатив	Штатив для фиксации блока излучения типа БИМ (матричный) в рабочем положении	11 400
5	Штатив	Штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ)	13 500
6	Стойка	Универсальная стойка предназначена для размещения медицинского оборудования.	49 100
7	ЗН22-72	Очки защитные от лазерного излучения закрытые со стёклами СЗС-22 0,63-1,5 мкм	58 200

По Вашему желанию подберем необходимый индивидуальный терапевтический комплекс !!!